


MTA: Ásványi Trioxid Aggregátum

1. Alumínium-mentes termék (fő alkotóeleme a kalcium-szilikát)
2. Nem okoz elszíneződést
3. Rövid a megkötési idő (kb.1 óra)
4. Nehézfém-mentes termék
5. Könnyű belehelyezni a gyökércsatornába



BonePlant – a szintetikus granulátum

A BonePlant egy továbbfejlesztett szintetikus csontimplantátum, amely a legújabb anyagtudományi fejlesztéseken alapul.

Összetétele


- 60% HA (hydroxyapatite)
- 40% TCP (tricalcium phosphate)

A BonePlant előnyei

- biokompatibilitás
- tökéletes szöveti integráció
- kedvező ár
- megbízhatóság




BonePlant Powder



Teeth extraction
It makes big deflection and needs bone grafting to insert implants.



Powder Bone, granule type, can be rolled down and can not be supplied by blood efficiently.



New bone is regenerated within a given period.



OrthoSera DENTAL